

피부, 생명과학을 만나다.



특수 목적으로 개발한 나노화된 미소기포*

*국제 화장품 원료집(ICID) 원료 등록
초음파 에너지에 반응하는
특허원료(미소기포)를 화장품
원료로 개발, 유효 성분에 대한
피부 흡수를 극대화 시킵니다.

초음파와 미소기포의 시너지, T&F™


T&F™ (TOAD & FLY) 기술이란?



당사의 초음파 에너지에 반응하도록 고안된 특허원료 (미소기포)가 결합된 기술로, 유효성분에 대한 피부 흡수도 개선에 도움을 주는 메커니즘이 적용되어 “뚜꺼비가 파리를 낚아채 듯 유효 성분을 빠른 시간 내에 피부 속으로 흡수시키는 기술”입니다.

초음파 약물전달 기술 개발 과정에서 도출된 우수한 연구 결과는 세계적인 학술지 IEEE UFFC에 표지 논문으로 게재
Transdermal Drug Delivery using Cavitation Seed Specialized in Ultrasound. IEEE UFFC, Vol. 66, No. 6, 2019.

T&F™ 기술 메커니즘



OVER THE SKINCARE, SONOSKIN

- ☎ 1670-3567
- 🌐 www.sonoskin.co.kr
- 📷 @SONOSKIN_OFFICIAL
- ✉ sonoskin@naver.com

Bioinfra Life Science Inc.

SONOSKIN



BRAND STORY

소노스킨 (SONOSKIN)은 초음파 에너지를 이용하여 약물을 흡수시키는 기술인 'SONOPHORESIS (소노포레시스)'와 피부관리를 의미하는 'SKIN CARE (스킨케어)'의 합성어로, “초음파 피부 약물전달 기술 (TDD: Transdermal drug delivery)”을 바탕으로 탄생한 브랜드입니다.


소노스킨은 수년간의 피부 연구와 혁신적인 기술력을 바탕으로 당신 본연의 아름다움과 삶에 대한 가치를 선사합니다. 당신의 피부에 지나온 시간을 선물하세요. 소노스킨은 당신의 라이프 스타일과 피부 고민에 맞는 최적의 솔루션을 제공합니다.

일상 속에서 매일 건강해지는 피부를 경험해보세요.

지금까지 경험하지 못했던
프리미엄 퍼스널 케어
지금 시작하세요.

화장은
바르는 게 아니라,
먹는 겁니다.

손 VS 소노큐브 (SONOCUBE) 흡수력 차이



피부는 두꺼운 장벽으로 이루어져 있어 손으로 직접 화장품을 바르는 것만으로는 화장품의 유효 성분을 흡수하는 데 한계가 있습니다.

초음파와 특허원료 (미소기포)를 통해 화장품의 유효 성분이 피부 깊숙이 흡수될 수 있도록 도와줍니다.

소노큐브

일상에서 만나는
피부를 위한
울림



- 피지·노폐물 제거
- 갈바닉 이온 마사지
- 부스팅 효과
- 피부결 개선
- 미백·탄력 관리

초음파 약물 전달 기술이 적용된 초음파/이온 뷰티 디바이스

SONOCUBE 기능

- ◆ 클렌징 모드 (+) 이온 효과로 모공 깊숙이 있는 피지와 세안 후에도 남아있는 각종 노폐물과 화장 잔여물을 제거하여 피부를 맑게 해줍니다.
- 👁 부스팅 모드 초음파와 (-) 이온 효과로 화장품 유효 성분 침투에 도움을 줍니다.
- ↔ 리프팅 모드 (-) 이온 교차 효과로 피부 탄력을 높이는 효과를 가져다줍니다.

#시너지 효과 #KC인증

하루 10분으로 완성하는
언택트 시대의 진정한 홈 뷰티 디바이스

미셀플러스
부스트 업
미스트



미소기포
함유된 미백 / 주름개선
2중 기능성 화장품

- 피부 흡수도 개선
- 피부 밸런싱 강화
- 피부 장벽 강화
- 보습·진정 효과
- 시너지 부스터

미스트에 함유된 유효 성분을 T&F™ 기술을 통해 피부 속 깊은 곳까지 효과적으로 전달해 주어 피부 케어에 효과적입니다.

80ml

SPECIAL INGREDIENT

특허 성분 9종	# 노니 추출물	# 블루로터스 추출물	# 세라마이드
탄력 특화 성분으로 동안 피부	# 알란토인	# 판테놀	# B5
미백/주름개선 2중 기능성	# 아데노신	# 나이아신아마이드	
#안개 분사 미스트	#피부 안전성(무자극) 테스트 완료		

미셀플러스 부스트 업 미스트,
소노큐브와 만나면 효과 UP UP UP!

펩티플러스
기초 5종

프랑스 Sederma社 정품 VOLUFILINE 함유

펩티플러스 리바이빙 토닉 에센스

피부결을 부드럽게 정돈하고 수분을 채워주는 토닉 에센스

120 ml



펩티플러스 리바이빙 앰플

촉촉한 생기를 채워주고 영양을 더해주어 탄력에 도움을 주는 앰플, 미백/주름개선 2중 기능성 화장품

50 ml



펩티플러스 리바이빙 크림

탄력에 도움을 주는 쫀쫀 고영양 크림 미백/주름개선 2중 기능성 화장품

50 ml



펩티플러스 리바이빙 아이크림

깊은 촉촉함으로 밀도 있고 탄탄하게 눈가 탄력에 도움을 주는 아이크림 미백/주름개선 2중 기능성 화장품

20 ml



펩티플러스 딥 클렌징 폼

부드럽고 미세한 크리미 거품을 생성하여 각질과 피부 노폐물까지 딥 클렌징하는 약산성 세안제

120 ml



SPECIAL INGREDIENT

- 펩타이드
 - 보르피린
 - 콜라겐
 - 아줄렌
- 촉촉함 + 탄력감 · 사포닌 다량 함유 · 피부 보습력 유지 · 트러블 진정에 효과적
· 피부 장벽 강화 · 영양 윤기 케어 · 피부 탄력에 효과적 · 노화 방지

* 원료적 특성에 한함

500달톤의 법칙*에 의해 겉돌다 사라지는
화장품 속 유효 성분! 바르는 것만으로는 부족합니다.

* 500달톤의 법칙이란?

피부 흡수 가능한 성분의 크기를 500달톤 이하로 규정, 500달톤보다 큰 고분자 성분은 피부로의 흡수가 어려워짐을 나타내는 법칙



1회 사용만으로
흡수력 약 2배
증가!

PNK 피부임상연구센터 / 2020.10.26~11.27 / 만 30~55세의 성인 여성 20명 / 4주 동안 1회 1회 3분 사용, 30분 후 측정 / 사용 전과 대비하여 흡수도, 깊이, 속도 값 확인 / 사용 환경에 따른 일시적, 개인차 있음